

GROSTART NP 8-41



EFFETTO STARTER RAPIDA E PRONTA RADICAZIONE

GROSTART NP 8-41 è il concime microgranulare (0,8 - 1,2 mm) ad effetto "starter" da localizzare alla semina/trapianto per favorire lo sviluppo radicale, la vigoria delle piante e l'anticipo delle fasi fenologiche, stimolando il processo germinativo e facilitando il superamento dello stress da trapianto. GROSTART NP 8-41 apporta Azoto e Fosforo in adeguato rapporto, insieme ad importanti microelementi utili a prevenire carenze e a contrastare fenomeni di antagonismo. In particolare la presenza di Zinco conferisce al prodotto la capacità di agire come biostimolante nei processi metabolici delle auxine, garantendo alle radici primarie la possibilità di fruire immediatamente del Fosforo, necessario per un accrescimento rapido e voluminoso delle radici avventizie.

L'efficacia del prodotto è migliorata dalla formulazione microgranulare ottenuta mediante compattazione, un processo di granulazione a secco mutuato dall'industria farmaceutica che utilizza la compressione meccanica per agglomerare le particelle delle materie prime. Ciò consente di ottenere microgranuli compatti senza l'aggiunta di solventi, che possono avere un impatto negativo sulla solubilità finale del prodotto. Il microgranulo ottenuto per compattazione si contraddistingue per la sua facile e veloce disgregazione, garantendo una rapida assimilazione dei nutrienti da parte delle radici.

COLTURA	MOMENTO DI APPLICAZIONE	DOSE/ETTARO*
Colture cerealicole, Colture industriali e Colture orticole	Localizzato alla semina o trapianto	25-50 kg

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) totale	8.00%
Azoto (N) ammoniacale	8.00%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	41.00%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	36.00%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	41.00%
Boro (B) totale	0.20%
Rame (Cu) totale	0.04%
Ferro (Fe) totale	0.50%
Zinco (Zn) totale	0.50%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE			
MICROGRANULO			
Densità (g/cm ³)/Peso specifico		0.89	
Granulometria (mm)		0.8-1.2	
MODO D'USO			
	Concimazione di Copertura	Conc. Localizzata alla Semina o al Trapianto	Integrazione Substrati

CONFEZIONE: 25 KG - PALLET 1000 KG, BIG BAG 4 X 250 KG